



Cryo-THERMAL

CRYO-THERMAL + EMS + PIASTRE STATICHE



SHOCK TERMICO CRYO+EMS + PIASTRE STATICHE

Una nuova generazione di trattamento estetico multifunzione
La tecnologia Cryo-Thermal integra shock termico controllato (da 3° a 45°C) con stimolazione muscolare EMS e piastre criogeniche statiche, per trattamenti corpo viso simultanei, personalizzabili e ad alta performance.





“Un trattamento. Due aree. Zero sprechi di tempo.”

“Massima efficacia con la metà dello sforzo operativo.”

“Mentre la piastra lavora, tu puoi già rimodellare un'altra zona.”

COME FUNZIONA ●



Shock Termico Caldo/Freddo

- **Fase Calda (fino a 45°C):** stimola vasodilatazione, metabolismo, apertura dei pori
- **Fase Fredda (fino a 3°C):** provoca vasocostrizione, effetto lifting, drenaggio
- **Alternanza Programmata:** attiva il microcircolo e la rigenerazione profonda

EMS - Elettrostimolazione Muscolare (1-120Hz)

- **Lavora in profondità su ipotonia e lassità muscolare**
- **Tonifica, solleva e scolpisce le aree critiche**

PIASTRE STATICHE CRYO + EMS

- **Consentono di trattare il corpo (es. addome, cosce, glutei) mentre l'operatrice lavora con il manipolo su un'altra zona**
- **Ottimizzano i tempi, aumentano la redditività del trattamento**



Cryo Slim

Riduzione adiposità localizzate
Stimola il metabolismo dei grassi con EMS e shock termico.
Perfetto per:
Addome, fianchi, interno coscia, braccia



Cryo Lift

Effetto lifting e compattezza
Riattiva la microcircolazione e migliora la texture.
Ideale per:
Viso, collo, décolleté, mento



Cryo Cellulite

Attenua visibilmente cellulite edematosa e fibrosa
Azione sinergica EMS + drenaggio caldo/freddo



Cryo Tone

Rassodamento e tonificazione profonda
Stimola collagene, elastina e contrazione muscolare.
Utile su:
Glutei, cosce, braccia rilassate



I vantaggi

Ems tonificazione muscolare

Rassoda e tonifica la pelle

Riduce la cellulite

Snellisce e rimodella il corpo


Riduce il dolore e l'infiammazione

Migliora la circolazione sanguigna


Accelera l'attività e la riparazione cellulare



SHOCK CRYO-THERMAL + EMS+ PIASTRA STATICA



Area di trattamento



Viso



Collo



Schiena



Braccia



Addome



Glutei e cosce

SHOCK CRYO-THERMAL + EMS + PIASTRE STATICHE

Caratteristiche

- Temperatura minima: 3 gradi
- Temperatura massima: 45 gradi
- Il manico per viso o corpo e i cuscinetti criogenici possono funzionare insieme



Maniglie manuali
Corpo maniglia: 50
mm Fronte maniglia:
30 mm

**Cryo Pad senza
maniglia con 2 pezzi**



MACCHINA **CRYO-THERMAL** PERFETTA PER TONIFICARE LA PELLE, LIFTING DEL VISO, RASSODARE, RIDURRE LA CELLULITE, IL GRASSO E SCOLPIRE IL CORPO.



Trattamento viso



Ridurre le linee sottili



Lipolisi addominale



Scolpire e sollevare



Riduzione del grasso delle gambe



Scultura del corpo



Specifiche

Tecnologia	Ems + Cryo - Thermal
Maniglie	Impugnatura corpo: 50 mm Impugnatura viso: 30 mm Piastre criogeniche: 2 pezzi
Temperatura	Max 45 gradi Minimo 3 gradi
Tipo Ems	Ems monopolare
Livello Ems	Livelli regolabili da 1 a 60
Frequenza Ems	1-120 Hz
Sistema di controllo	Schermo touch da 12,1 pollici
Elettrico	CA 110 V/60 Hz, 230 V/50 Hz